


Anticuerpo Policlonales Anti-Psme2 (Validado Por Ko) Para Wb Y Elisa - Q9UI46

Número de artículo: CM0023186



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSME2 (PA28 β) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano y ratón; se dirige al activador del inmunoproteasoma implicado en el procesamiento de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] PSME2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5721
ID del Gen	5721
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-239 de PSME2 humano (NP_002809.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UI46
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo