


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psme2 Para Wb, Elisa - Q9UI46

Número de artículo: CM0024839



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra la PSME2 humana (PA28 β) para aplicaciones de western blotting y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón. Adecuado para investigación de inmunoproteasoma y procesamiento de antígenos.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	[Validado por KO] PSME2 Rabbit pAb
Notas/Alias	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5721
GeneID	5721
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-239 de la PSME2 humana (NP_002809.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UL46
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo