

Anticuerpo Policlonal Anti-Psme3 Para Wb, Ihc-P - P61289

Número de artículo: CM0014182



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PSME3 humano (PA28gamma, REG-gamma), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PSME3 endógeno en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación del proteasoma y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSME3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; PSME3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10197
ID del gen	10197
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 200-254 de PSME3 humano (NP_005780.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P61289
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo