

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psme3 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61289

Número de artículo: CM0018913



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo [Validado por KO] contra PSME3 detecta PSME3 humano, de ratón y de rata, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para investigación del proteasoma y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] pAb de conejo contra PSME3
Observaciones/Alias	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; E3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10197
GeneID	10197
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-254 del PSME3 humano (NP_005780.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61289
Peso molecular de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo