


Anticuerpo Policlonal Anti-Psme4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14997

Número de artículo: CM0016748



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSME4 (PA200), validado en WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la degradación de histonas mediada por proteasoma, espermatogénesis y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PSME4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PA200; PSME4
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	23198
ID Gen	23198
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1634-1843 de PSME4 humano (NP_055429.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14997
Peso Proteico	211kDa
Envío	Bolsa de hielo