


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92530

Número de artículo: CM0026747



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSMF1 diseñado para Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce PSMF1 de humano, ratón y rata. Subunidad PI31 inhibidora del proteasoma, clave en el control de la función del proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PSMF1
Observaciones/Alias	PI31; PSMF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9491
GeneID	9491
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-271 de PSMF1 humano (NP_006805.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92530
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo