


## Anticuerpo Policlonico Anti-Psmg1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095456

Número de artículo: CM0017487



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la chaperona de ensamblaje del proteasoma 1 (PSMG1) humana; validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de ensamblaje del proteasoma y síndrome de Down.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PSMG1 pAb de conejo                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | PAC1, DSCR2, PAC-1, C21LRP, LRPC21, PSMG1                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID              | 8624                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-288 de PSMG1 humana (NP_003711.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | 095456                                                                                                                           |
| Peso de la Proteína | 33kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |