


Anticuerpo Policlonal Anti-Pspc1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxf1

Número de artículo: CM0029949



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PSPC1 humano, un componente de los paraspeckles y una proteína de unión a ARN. Validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de paraspeckles y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSPC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PSP1; PSC1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55269
ID de Gen	55269
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de PSPC1 humano (NP_001035879.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WXF1
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo