

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psph Para Wb Y Elisa - P78330

Número de artículo: CM0030463



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la fosfoserina fosfatasa humana (PSPH) validado para Western blot y ELISA, reactivo con humano, ratón, rata. Para la investigación de la biosíntesis de serina. P78330.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSPH Conejo pAb
Observaciones/Alias	PSP; PSPHD; PSPH
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5723
ID de Gen	5723
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-225 de la PSPH humana (NP_004568.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78330
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo