

Anticuerpo Policlonal Anti-Psrc1 Para Wb, Elisa - Q6Pgn9

Número de artículo: CM0021108

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PSRC1 humano (DDA3), validado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón. Ideal para la investigación del huso mitótico y la segregación cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSRC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DDA3; FP3214; PSRC1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	84722
ID del gen	84722
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-215 de PSRC1 humano (NP_001005290.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q6PGN9
Peso molecular	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo