

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psrc1 Para Wb, Elisa - Q6Pg6N9

Número de artículo: CM0025274

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-PSRC1 validado para WB y ELISA. Detecta PSRC1 humano, un regulador del huso mitótico implicado en la segregación cromosómica. Adecuado para la investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSRC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DDA3; FP3214; PSRC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84722
GeneID	84722
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-215 del PSRC1 humano (NP_001005290.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6PGN9
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo