

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pstpip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43586

Número de artículo: CM0026494



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PSTPIP1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación del citoesqueleto de actina, la activación de células T y la biología del inflamasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSTPIP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H-PIP; PAPAS; CD2BP1; PSTPIP; CD2BP1L; CD2BP1S; PSTPIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9051
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43586
Peso Molecular de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo