

Anticuerpo Policlonal Anti-Ptbp1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P26599

Número de artículo: CM0025402



Introducción

El PTBP1 Rabbit pAb (P26599) detecta PTBP1 humano, de ratón y de rata mediante WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Este anticuerpo policlonal se dirige a la proteína de unión al tracto de polipirimidina 1, un regulador clave del empalme alternativo, esencial para la investigación del procesamiento del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; PTBP1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	5725
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del PTBP1 humano (NP_114368.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26599
Peso Proteico	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo