


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ptbp2 Para Wb, Ip, If E Ihc - Q9Uka9

Número de artículo: CM0005638



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PTBP2 humano, validado para Western blot, inmunoprecipitación, inmunofluorescencia e inmunohistoquímica; reacciona con PTBP2 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de empalme y traducción génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTBP2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	58155
ID del gen	58155
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de PTBP2 humano (Q9UKA9)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKA9
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo