


Anticuerpo Policlonal Anti-Ptcd3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ey7

Número de artículo: CM0026838



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTCD3 humano (mS39). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta la proteína mS39 de la subunidad ribosomal pequeña mitocondrial en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación mitocondrial y el diagnóstico de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTCD3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	COXPD51; MRP-S39; PTCD3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-689 del PTCD3 humano (NP_060422.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96EY7
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo