


Anticuerpo Policlonal Anti-Ptch1 Para Wb, If-P, Elisa - Q13635

Número de artículo: CM0017882



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la PTCH1 humana, validado para WB, IF-P y ELISA.

Reacciona con ratón y rata. Útil para estudiar la señalización de hedgehog, la supresión tumoral y el transporte de colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTCH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5727
GeneID	5727
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 770-970 de la PTCH1 humana (NP_000255.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13635
Peso Molecular de la Proteína	161kDa
Envío	Bolsa de hielo