


Anticuerpo Policlonal Anti-Ptch1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13635

Número de artículo: CM0013757



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la PTCH1 humana, un receptor de hedgehog y supresor tumoral. Adecuado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en transducción de señales y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTCH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5727
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1214-1312 de la PTCH1 humana (NP_000255.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13635
Peso Proteico	161kDa
Envío	Bolsa de hielo