

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pten Para Wb, Elisa - P60484

Número de artículo: CM0002456



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón de alta calidad dirigido contra PTEN humano (P60484), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con PTEN de ratón y rata. Ideal para investigación oncológica y estudios de la vía PI3K-AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTEN mAb de Ratón
Observaciones/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5728
ID de Gen	5728
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 204-403 de PTEN humano (P60484))
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P60484
Peso Proteico	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo