

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pten Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P60484

Número de artículo: CM0002449



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra PTEN humano (P60484). Adecuado para Western blot, inmunoprecipitación, ELISA e IF/ICC. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación en cáncer y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] PTEN Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEP1, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, EN
Especie	Humano
ID de Gen	5728 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-403 del PTEN humano (P60484)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo