

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Pten Para Wb, Ihc-P, Elisa - P60484

Número de artículo: CM0004427



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PTEN humano (homólogo de fosfatasa y tensina) para WB, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Dirigido a la región C-terminal (aa304-403). Ideal para investigación en cáncer y señalización celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PTEN Conejo mAb                                                                                                |
| Observaciones/Alias | BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                         |
| ID Gen (Humano)     | 5728                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 304-403 de PTEN humano (P60484) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                       |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                               |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                            |
| SWISS               | P60484                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 47 kDa                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                 |