

Anticuerpo Policlonal Anti-Pten Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60484

Número de artículo: CM0023151



Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo policlonal anti-PTEN de conejo (P60484) validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PTEN humano, de ratón y rata, un antagonista clave de PI3K-AKT y supresor tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTEN Rabbit pAb
Observaciones / Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5728
ID del Gen	5728
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-304 de PTEN humano (NP_000305.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60484
Peso de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo