

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pten Para Wb - P60484

Número de artículo: CM0005445

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PTEN validado por KO para Western blot, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Dirigido contra PTEN humano (P60484) con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en oncología y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] PTEN Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEP1, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, PTENGama
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	5728
ID del Gen	5728
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 304-403 de PTEN humano (P60484)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60484
Peso Molecular de la Proteína	20 kDa/47 kDa/65 kDa
Envío	Bolsa de hielo