

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pten Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60484

Número de artículo: CM0014344



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTEN (P60484) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirige contra el supresor tumoral PTEN, una fosfatasa de doble especificidad que regula la vía PI3K/AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTEN Rabbit pAb
Notas / Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Especie diana	Humano
ID del gen (Humano)	5728
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la PTEN humana (NP_000305.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60484
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo