

Anticuerpo Policlonal Anti-Ptgds Para Wb, If/Icc, Elisa - P41222

Número de artículo: CM0021596



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PTGDS humano (sintasa de prostaglandina D de tipo lipocalina). Validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de las prostaglandinas y del SNC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTGDS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDS; PGD2; PGDS; LPGDS; PGDS2; L-PGDS; PTGDS
Especie	Humano
GeneID (humano)	5730
GeneID	5730
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-190 de PTGDS humano (NP_000945.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P41222
Peso molecular	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo