

## Anticuerpo Policlonal Anti-Ptges2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7Z7

Número de artículo: CM0028306

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PTGES2 humana (mPGES-2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para investigación en metabolismo de prostaglandinas y biomarcadores de cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PTGES2 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Notas/Alias         | GBF1; GBF-1; PGES2; C9orf15; mPGES-2; PTGES2                                                                                       |
| Especie             | Humana                                                                                                                             |
| ID del Gen (Humano) | 80142                                                                                                                              |
| ID del Gen          | 80142                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 88-377 de PTGES2 humana (NP_079348.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humana, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | Q9H7Z7                                                                                                                             |
| Peso de la Proteína | 42kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |