

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ptgfr Para Wb - P43088

Número de artículo: CM0015074



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PTGFR humano (receptor de prostaglandina F2-alfa). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra PTGFR
Observaciones / Alias	FP; PTGFR
Especie	Humano
GeneID (humano)	5737
GeneID	5737
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P43088
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo