


Anticuerpo Policlonal Anti-Ptgir Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43119

Número de artículo: CM0019681



Introducción

PTGIR Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Detecta el receptor de prostaciclina, un objetivo GPCR clave en la investigación de enfermedades cardiovasculares e inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTGIR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IP; PRIPR; PTGIR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5739
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 207-386 de PTGIR humano (NP_000951.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43119
Peso Molecular de la Proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo