

Anticuerpo Policlonico Anti-Ptgr3/Zadh2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q0

Número de artículo: CM0020967



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alto rendimiento contra PTGR3/ZADH2, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Peso de 40 kDa. Adecuado para investigación sobre prostaglandina reductasa y diferenciación de adipocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTGR3/ZADH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PRG-3; ZADH2; PTGR-3; PTGR3/ZADH2
Especie	Humano
GeneID (humano)	284273
GeneID	284273
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 33-371 de la PTGR3/ZADH2 humana (NP_787103.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N4Q0
Peso de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo