


Anticuerpo Policlonal Anti-Pthlh Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12272

Número de artículo: CM0029100



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PTHLH humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad en humano, ratón, rata. Ideal para investigaciones sobre el desarrollo óseo, el transporte de calcio y la migración de células cancerosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTHLH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HHM, PLP, BDE2, PTHR, PTHRP, PTHLH
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5744
ID de Gen	5744
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-175 de PTHLH humano (NP_945316.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12272
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo