


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ptk2B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14289

Número de artículo: CM0020322



Introducción

Explore el anticuerpo policlonal de conejo PTK2B (FAK2/PYK2) validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Para investigaciones sobre la señalización de la quinasa de adhesión focal, la migración de células inmunitarias y la remodelación ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTK2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; PTK2B
Especie	Humano
GeneID	2185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 780-1009 de PTK2B humano (NP_004094.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14289
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo