

Anticuerpo Policlonal Anti-Ptk6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13882

Número de artículo: CM0030340



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTK6 humano (BRK). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en biología epitelial y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTK6 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BRK; PTK6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5753
ID de Gen	5753
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 222-451 del PTK6 humano (NP_005966.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13882
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo