


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ptp1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18031

Número de artículo: CM0007166



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra PTP1B humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en señalización de tirosín fosfatasa y la vía de estrés del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTP1B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PTP1B
Especie	Humano
GeneID (humano)	5770
GeneID	5770
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 281-435 de la PTP1B humana (NP_002818.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P18031
Peso de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo