

Anticuerpo Policlonal Anti-Ptp4A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12974

Número de artículo: CM0013878



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la PTP4A2 humana (PRL-2), una fosfatasa de tirosina implicada en la progresión tumoral y el ciclo celular. Apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTP4A2 Anticuerpo pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HH13; OV-1; PRL2; HH7-2; PRL-2; PTP4A; HU-PP-1; PTPCAAX2; ptp-IV1a; ptp-IV1b; PTP4A2
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	8073
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-100 de la PTP4A2 humana (NP_536316.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12974
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo