

Anticuerpo Policlonal Anti-Ptp4A3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75365

Número de artículo: CM0022633



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PTP4A3 humano (PRL-3), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la metástasis del cáncer, la proliferación celular y la hipertrofia cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTP4A3 Rabbit pAb
Observaciones/alias	PRL3; PRL-3; PRL-R; PTP4A3
Especie	Humana
GeneID	11156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-148 de PTP4A3 humano (NP_009010.2)
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	O75365
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo