


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ptpip51/Rmdn3 Para Wb, Elisa - Q96Tc7

Número de artículo: CM0007346



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PTP51/RMDN3 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a rata. Adecuado para estudiar la homeostasis del calcio, la apoptosis y la dinámica mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPIP51/RMDN3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
Especies	Humano
GeneID (Humano)	55177
GeneID	55177
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de PTPIP51/RMDN3 humano (NP_060615.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q96TC7
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo