


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ptpip51/Rmdn3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Tc7

Número de artículo: CM0027730



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTP51/RMDN3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Útil para estudiar la homeostasis del calcio, la apoptosis y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPIP51/RMDN3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
Especie	Humano
ID de Gen	55177
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 171-470 del PTPIP51/RMDN3 humano (NP_060615.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96TC7
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo