


Anticuerpo Policlonal Anti-Ptpn1 Para Wb, Elisa - P18031

Número de artículo: CM0023718



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo validado dirigido a PTPN1 (PTP1B). Adecuado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con Humano y Rata. Detecta una proteína de 50kDa. Ideal para estudiar vías de señalización de fosfatasas de tirosina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] PTPN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTP1B; N1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5770
GeneID	5770
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 281-435 de PTPN1 humana (NP_002818.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P18031
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo