


Anticuerpo Policlonal Anti-Ptpn2 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - P17706

Número de artículo: CM0022048



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra PTPN2 humano (TCPTP), adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Involucrado en la señalización de células T, regulación de citoquinas y homeostasis de la glucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] PTPN2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; N2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5771
GeneID	5771
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-353 de PTPN2 humano (NP_536348.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17706
Peso Molecular de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo