


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ptpn23 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3S7

Número de artículo: CM0030278



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PTPN23 humano (HD-PTP). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de clasificación endosomal y ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPN23 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HDPTP; HD-PTP; NEDBASS; PTP-TD14; PTPN23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25930
GeneID	25930
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H3S7
Peso Proteico	179kDa
Envío	Bolsa de hielo