


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ptpn4 (Ptpmeg) Para Wb, Elisa - P29074

Número de artículo: CM0028618



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PTPN4 humano (PTPMEG), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de fosfatasa, inmunidad y homeostasis neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPN4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MEG; PTPMEG; PTPMEG1; PTPN4
Especie	Humano
GeneID (humano)	5775
GeneID	5775
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de PTPN4 humano (NP_002821.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29074
Peso Molecular de la Proteína	106kDa
Envío	Bolsa de hielo