


Anticuerpo Policloonal Anti-Ptprd Para Wb, Elisa - P23468

Número de artículo: CM0016433



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTPrD validado para WB y ELISA, reacciona con muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia sobre diferenciación sináptica y señalización de receptor tirosina fosfatasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPRD Rabbit pAb
Notas/Alias	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPrD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5789
GeneID	5789
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1100-1265 de PTPrD humana (NP_002830.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23468
Peso Molecular de la Proteína	215kDa
Envío	Bolsa de hielo