


Anticuerpo Policlonal Anti-Ptprd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23468

Número de artículo: CM0028949



Introducción

PTPRD Rabbit pAb validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta la tirosina-proteína fosfatasa delta de tipo receptor humano y de ratón, un regulador clave de la diferenciación sináptica neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPRD Rabbit pAb
Notas/Alias	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5789
GeneID	5789
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 475-574 de la PTPRD humana (NP_002830.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P23468
Peso Molecular	215kDa
Envío	Bolsa de hielo