


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ptprn2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92932

Número de artículo: CM0014462



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra PTPRN2 humano (IA-2beta, fognrina), validado para WB, IHC-P, ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre secreción y diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPRN2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IAR; ICAAR; PTPRP; IA-2beta; R-PTP-N2; PTPRN2
Especie	Humano
GeneID	5799
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-242 de PTPRN2 humano (NP_570858.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92932
Peso Molecular	111kDa
Envío	Bolsa de hielo