


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ptprr Para Wb, Elisa - Q15256

Número de artículo: CM0002821



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PTPRR humana (tirosina-protein fosfatasa R de tipo receptor), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para investigación en señalización por MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTPRR Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5801
ID de gen	5801
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PTPRR humano (Q15256)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q15256
Peso molecular de proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo