


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ptprr Para Wb, Elisa - Q15256

Número de artículo: CM0015116



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTPRR validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas y de rata. Dirigido contra la proteína tirosina fosfatasa tipo receptor R, un regulador de MAPK. Ideal para la investigación de señalización y fosfatasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PTPRR
Observaciones/alias	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5801
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-227 de PTPRR humano (NP_002840.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q15256
Peso de la proteína	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo