

Anticuerpo Policlonal Anti-Ptpu De Conejo Para Wb, Elisa - Q92729

Número de artículo: CM0031004



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PTPRU humana (tirosina-proteína fosfatasa U de tipo receptor). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudiar la adhesión celular, la proliferación y la integridad epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPRU Conejo pAb
Observaciones/Alias	FMI; PTP; PCP-2; PTP-J; PTPRO; PTPU2; PTP-PI; PTP-RO; PTPPSI; hPTP-J; R-PTP-U; R-PTP-PSI; PTPRU
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10076
GeneID	10076
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la PTPRU humana (NP_005695.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q92729
Peso Proteico	162kDa
Envío	Bolsa de hielo