


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ptrf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Nzi2

Número de artículo: CM0019007



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PTRF (Cavin-1) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la formación de caveolas, biología de adipocitos y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTRF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CGL4, PTRF, CAVIN, FKSG13, cavin-1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	284119
ID de gen	284119
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-280 del PTRF humano (NP_036364.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6Nzi2
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo