

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ptrh1 Para Wb, Elisa - Q86Y79

Número de artículo: CM0016199

Introducción

PTRH1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado contra la proteína PTRH1 humana recombinante, adecuado para WB y ELISA. Se dirige a la peptidil-tRNA hidrolasa involucrada en el control de calidad asociado al ribosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTRH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTH1; C9orf115; PTRH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	138428
GeneID	138428
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-214 de PTRH1 humano (NP_001002913.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86Y79
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo