

Anticuerpo Policlonal Anti-Ptrh2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3E5

Número de artículo: CM0028239



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PTRH2 (BIT1/PTH2) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PTRH2 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTRH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTH; BIT1; PTH2; PTH 2; CFAP37; IMNEPD; CGI-147; PTRH2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51651
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-179 de la PTRH2 humana (NP_057161.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3E5
Peso de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo