

Anticuerpo Policlonal Anti-Pts (6-Piruvillo Tetrahydrobiopterina Sintasa) Para Wb, Elisa - Q03393

Número de artículo: CM0028868



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTS humano (6-piruvillo tetrahydrobiopterina sintasa), adecuado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para la investigación de la biosíntesis de BH4 y la fenilcetonuria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTS Conejo pAb
Observaciones/Alias	PTPS; PTS
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5805
ID del Gen	5805
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03393
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo